



LA PLUS OPTIMISÉE¹

Stabilité | Clarté | Confort | Santé

Emmenez votre pratique et vos patients au-delà de ce que vous pensiez possible



Vivez en mode ULTRA.

BAUSCH + LOMB



VIVEZ SANS LIMITES, VOYEZ SANS COMPROMIS

De nos jours, les astigmatiques veulent plus

Qu'il s'agisse de porter des lentilles cornéennes plus longtemps durant la journée, de passer plus de temps devant l'écran d'appareils numériques ou de conduire la nuit, aujourd'hui les porteurs de lentilles toriques exigent plus

Les attentes vs. la réalité

95 %

veulent une lentille torique qui offre une vision constamment claire toute la journée² mais...

31 %

ont parfois une vision floue²

82 %

souhaitent pouvoir porter confortablement leurs lentilles toriques plus longtemps dans la journée² mais...

38 %

ne peuvent pas les porter aussi longtemps qu'ils le voudraient²

92 %

veulent une lentille torique qui favorise la santé oculaire²

EMMENEZ VOS PATIENTS AU-DELÀ AVEC LA NOUVELLE LENTILLE TORIQUE QUI DÉPASSE LES ATTENTES ET PERMET AUX PORTEURS DE VIVRE À LEUR MAXIMUM

LE SYSTÈME COMPLET


OPTIMISÉ pour garder les yeux des astigmatiques
**AVEC UNE SENSATION DE
 CONFORT ET DE SANTÉ**^{3,4,5,6,7}



+



Augmente la teneur en eau à 55 % et fournit une hydratation inégalée de 96 % pendant 16 heures, contribuant ainsi à **minimiser l'impact sur la surface oculaire.**⁸




Tout au long du port des lentilles pendant 16 heures, le film lacrymal est enrichi d'ingrédients **uniques** de confort et de santé oculaire pour **protéger l'équilibre** délicat de la surface oculaire.^{7,9}

Hydratants /
Conditionneurs

Osmoprotecteurs

Électrolytes



La seule lentille torique fonctionnant en synergie avec le film lacrymal pour aider à **maintenir l'homéostasie de la surface oculaire**⁷ et fournir un confort **exceptionnel pendant 16 heures de port**^{3,4,5,6}


LA PLUS OPTIMISÉE

grées dans une lentille torique pour faire avancer les possibilités dans la correction

OpticAlign™
DESIGN

OPTIMISÉE pour correspondre au matériau de la lentille et au mouvement des paupières afin que

LA LENTILLE SE POSITIONNE RAPIDEMENT ET RESTE STABLE^{10,11^}



EE


tion de l'astigmatisme

LA CONCEPTION COMPLÈTE

OPTIMISÉE pour réduire les aberrations sphériques offrant
UNE VISION CLAIRE ET NETTE^{3,4,14}



Aberrations sphériques réduites sur toute la
 plage de puissances ($<0,1 \mu\text{m}$)^{14,15}



HD HighDefinition
 OPTICS

Optimisée pour chaque puissance, dans chaque 0,25 D dans les
 deux axes, pour une vision **claire et nette** et pour aider à **réduire les
 halos et les éblouissements, même sous faible luminosité**^{3,4,14}



+ Les lentilles cornéennes avec filtre UV NE remplacent PAS les lunettes de protection à filtre UV comme les lunettes de sécurité à filtre UV
 ou les lunettes de soleil à filtre UV puisqu'elles NE COUVRENT PAS complètement l'œil et le pourtour de l'œil. Vous devez continuer à porter
 des lunettes de protection à filtre UV tel qu'indiqué.

ALLEZ AU-DELÀ DES LIMITES¹



Points de discussion avec les patients

1. Remarquez les moindres détails avec une vision claire et nette, **que ce soit sous faible** luminosité ou en conduisant la nuit, et ce, sans halos ni éblouissements^{3,4}
2. Profitez de vivre sans limites, peu importe votre niveau d'activités, avec une **vision constamment stable**^{3,4,7}
3. Portez des lentilles cornéennes plus **longtemps** tout en gardant vos yeux en **bonne santé**^{3,4,5,6,7,8}
4. Aide à maintenir un bon état de santé oculaire tout en assurant **16 heures de confort**^{3,4,5,6,7}

PARAMÈTRES

MATÉRIAU	kalifilcon A
TECHNOLOGIE DE CONCEPTION DES LENTILLES	OpticAlign™ Design + HighDefinition Optics
TECHNOLOGIES DU MATÉRIAU DE LA LENTILLE	Advanced MoistureSeal® Technology + ComfortFeel Technology
TENEUR EN EAU	55 %
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE	107 Dk/e à -3,00 D
COURBURE DE BASE	8,6 mm
DIAMÈTRE	14,5 mm
ÉPAISSEUR AU CENTRE	De 0,10 mm à -3,00 D
PUISSANCES SPHÉRIQUES	De +4,00 D à -6,00 D par échelons de 0,25 D, de -6,50 D à -8,00 D par échelons de 0,50 D
PUISSANCES DU CYLINDRE	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D, -2,25 D, -2,75 D
AXES DES LUNETTES	De 10° à 180° (par échelons de 10°) varie en fonction de la puissance du cylindre*
TEINTE DE VISIBILITÉ	Bleu clair
MODALITÉ	Quotidienne
PROTECTION ANTI-UV	Oui (CLASSE II)
MODULUS	0,5 MPa
FORMAT DE L'EMBALLAGE	Boîte de 30

2450
TOTAL SKUs

*Faible puissance négative : (Plano à -6,00 D) -0,75 D, -1,25 D et -1,75 D Cyl. dans l'axe de 10° à 180° ; -2,25 D et -2,75 D Cyl. dans l'axe 10°, 20°, de 70° à 110° et de 160° à 180°

Puissance négative élevée : (De -6,50 D à -8,00 D) -0,75 D, -1,25 D et -1,75 D Cyl. dans l'axe 10°, 20°, de 70° à 110° et de 160° à 180°

PLUS : (De +0,25 D à +4,00 D) -0,75 D, -1,25 D et -1,75 D Cyl. dans l'axe 10°, 20°, de 70° à 110° et de 160° à 180°

1. Les lentilles cornéennes Bausch + Lomb ULTRA™ ONE DAY pour Astigmatisme sont les seules optimisées avec la Conception OpticAlign™ de stabilisation, un système unique d'hydratation et de confort avec la technologie évoluée MoistureSeal™ et la technologie ComfortFeel™, ainsi qu'une conception complète à haut Dk/e, à module faible, à filtre UV et à optique HighDefinition™. Les lentilles cornéennes évoluées Bausch + Lomb ULTRA™ ONE DAY pour Astigmatisme offrent stabilité, clarté, confort et santé grâce à leur système complet fonctionnant ensemble pour soutenir un environnement oculaire sain et fournir une expérience de port de lentilles exceptionnelle. 2. Bausch + Lomb Toric Lens Claims Study, AMC Global, mai 2023. 3. Résultats d'une étude multi-site de 2 semaines menée par 7 chercheurs sur les lentilles cornéennes Bausch + Lomb ULTRA™ pour Astigmatisme auprès de 157 porteurs actuels de lentilles cornéennes souples. 2017. 4. Clinical Claims Support Memo - kalifilcon A SiHy quotidiennes jetables pour Astigmatisme. 5. Schafer J. et al. Utilisation d'un nouveau test de clignotement prolongé pour évaluer la performance de deux lentilles cornéennes en hydrogel de silicone contenant de la polyvinylpyrrolidone. Clinical Ophthalmology 2018;12:819-825. 6. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses- Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes. Bausch + Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. 7. Rah, M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. Février 2021. 8. Schafer, J. Steffen, R. Reindel, W. A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Affiche présentée à l'AAO ; octobre 2020. 9. Évaluation de l'absorption et de la rétention des composants de la solution d'emballage par les lentilles kalifilcon A, 2021. 10. Description de la conception des kalifilcon A pour Astigmatisme (Torique). 11. Caractéristiques d'orientation des lentilles cornéennes quotidiennes jetables toriques kalifilcon A comparées aux lentilles cornéennes quotidiennes jetables toriques disponibles sur le marché. 12. Davis RL, Eiden B. Résolution de problèmes de lentilles cornéennes souples toriques. Cisppectrum.com. Le 1er février 2013. Consulté le 13 décembre 2023. cisppectrum.com/issues/2013/february-2013/problem-solving-soft-toric-contact-lenses. 13. Considérations sur le rythme de clignotement pendant le développement des lentilles toriques Bausch + Lomb. 14. Contrôle de l'aberration sphérique du kalifilcon A pour Astigmatisme (Torique). 15. DD Toric SA Optical Competitive Comparison PDF. 16. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528 ; lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Bausch + Lomb (kalifilcon A). Mai 2020. 17. Résultats du sondage en ligne auprès de patients ayant complété un programme d'évaluation des lentilles cornéennes Bausch + Lomb ULTRA™ pour astigmatisme et ayant porté des lentilles d'essai pendant > 4 jours (n = 426). Les résultats du sondage incluent les patients qui étaient en accord, soit fortement, normalement ou le moins (sur une échelle de 6 points) avec l'énoncé sondé, comportant une marge d'erreur de fil 2,7 %. 2017. 18. Projet Toriques BAB - Comprendre les motivations, besoins et facteurs décisionnels des consommateurs pour les lentilles toriques, MMR, mars 2022.

Les lentilles cornéennes sont des dispositifs médicaux. Bausch + Lomb ULTRA™ ONE DAY et MoistureSeal™ sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses sociétés affiliées. Tous les autres noms de produits/de marques et/ou logos sont des marques de commerce appartenant aux sociétés respectives.

Les lentilles cornéennes sont disponibles sur prescription seulement.

Ce produit peut ne pas vous convenir, veuillez consulter votre professionnel des soins de la vue pour plus d'informations.

Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions disponibles sur www.bausch.com/ifu. © 2026 Bausch + Lomb TP23576b

UODFA-0001-26-FR

BAUSCH + LOMB